

Anticorpo Monoclonal Anti-Amhr2 Para Wb, Elisa - Q16671

Número do item: CM0007799



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra AMHR2 humano (receptor tipo 2 do hormônio anti-Muelleriano), aliases AMHR/MRII/MISR2/MISRII. Validado para WB e ELISA. Imunogênio: peptídeo sintético dentro de aa 50-150. Para biologia reprodutiva e pesquisa de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMHR2 Rabbit mAb
Observações/Alias	AMHR; MRII; MISR2; MISRII; AMHR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	269
GeneID	269
Imunogênio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do AMHR2 humano (NP_065434.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16671
Peso Proteico	52kDa/63kDa
Envio	Saco de gelo