


Anticorpo Monoclonal Anti-Anfiregulina Para Wb, Elisa - P15514

Número do item: CM0011546



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante humano contra a anfiregulina, validado para WB e ELISA. Reconhece a anfiregulina (AREG) humana e de rato, um ligante do receptor EGFR. Ideal para pesquisas com fatores de crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Camundongo contra Anfiregulina
Observações/Apelidos	AR; SDGF; AREGB; CRDGF
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	374
GeneID	374
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-252 da anfiregulina humana (NP_001648.1).
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	P15514
Peso da Proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo