


Anticorpo Policlonal Anti-Anapc11 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nyg5

Número do item: CM0013242



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ANAPC11, validado em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta ANAPC11 humano e de camundongo (APC11, 10 kDa, Q9NYG5). Ideal para estudos do ciclo celular e da ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ANAPC11 Rabbit pAb
Observações/Aliaças	APC11; Apc11p; HSPC214; ANAPC11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51529
GeneID	51529
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-84 do ANAPC11 humano (NP_001002245.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q9NYG5
Peso da proteína	10 kDa
Envio	Gelo reutilizável