

Anticorpo Policlonal Anti-Anxa3 Para Wb E Elisa - P12429

Número do item: CM0017409



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Anexina A3 humana (ANXA3), validado para Western blot e ELISA, com reatividade em humanos e ratos. Ideal para o estudo da inibição da fosfolipase A2 e mecanismos de coagulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANXA3 Rabbit pAb
Observações/Alias	ANX3, ANXA3
Espécie	Humano
GeneID	306
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 da ANXA3 humana (NP_005130.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P12429
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)