

Anti-Anxa7 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P20073

Número do item: CM0003812



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho ANXA7 de alta qualidade para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta ANXA7 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar o papel da anexina A7 na exocitose mediada por cálcio e na fusão de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANXA7 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SNX; ANX7; SYNEXIN; ANXA7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	310
ID do Gene	310
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da ANXA7 humana (NP_001147.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20073
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco com gelo