

Anticorpo Policlonal Anti-Ap1M1 Para Wb E Elisa - Q9Bxs5

Número do item: CM0015609

introdução

AP1M1 Rabbit pAb, um anticorpo policlonal para WB e ELISA, detecta a subunidade mu-1 do complexo AP-1 em humanos, camundongos e ratos. Utilizado em estudos de triagem de proteínas e tráfego mediado por clatrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AP1M1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AP47, mu1A, CLTNM, MU-1A, CLAPM2, AP1M1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8907
ID do Gene	8907
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da AP1M1 humana (NP_115882.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXS5
Peso da Proteína	49kDa
Transporte	Bolsa de gelo