

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-AP2A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95782

Número do item: CM0011283

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado contra AP2A1 humano (SWISS O95782) para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre endocitose mediada por clatrina e tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho AP2A1
Observações/Apelido	ADTAA; CLAPA1; AP2-ALPHA; AP2A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	160
GeneID	160
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 de AP2A1 humano (O95782).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O95782
Peso da proteína	108 kDa
Envio	Bolsa de gelo