

Anticorpo Monoclonal Anti-Ap2M1 Para Wb E Elisa - Q96Cw1

Número do item: CM0002165



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para AP2M1 humano (subunidade mu AP-2), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma proteína de 50kDa. Ideal para pesquisa de endocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AP2M1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	1173
ID do Gene	1173
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do AP2M1 humano (Q96CW1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96CW1
Peso da Proteína	50kDa
Envio	S>Saco com gelo