


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Aplp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51693

Número do item: CM0026913



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à APLP1 humana (Proteína 1 semelhante ao precursor beta amiloide). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APLP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	APLP; APLP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	333
ID do Gene	333
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 285-490 da APLP1 humana (NP_005157.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51693
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo