

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Apobec3G Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc16

Número do item: CM0013480



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-APOBEC3G validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece a citidina desaminase de 46 kDa com atividade antiviral; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre restrição retroviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	APOBEC3G Rabbit pAb
Observações/Apelidos	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dJ494G10.1; APOBEC3G
Espécie	Humano
GeneID (humano)	60489
GeneID	60489
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-330 da APOBEC3G humana (NP_068594.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9HC16
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo