

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Apoer2/Lrp8 Para Wb, Elisa - Q14114

Número do item: CM0004609



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade direcionado ao ApoER2/LRP8 humano, adequado para Western blotting e ELISA. Detecta LRP8 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização Reelin, desenvolvimento neuronal e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho ApoER2/LRP8
Observações/Apelido	MCI1; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7804
ID do Gene	7804
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 864-963 do ApoER2/LRP8 humano (Q14114).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14114
Peso Proteico	106kDa
Envio	Saco de Gelo