

Anti-Aqp9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O43315

Número do item: CM0025049

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AQP9 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Para pesquisa sobre transporte de glicerol/água, gliconeogênese hepática e toxicidade de arsênio. - O43315

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AQP9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SSC1, AQP-9, T17287, HsT17287, AQP9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	366
GeneID	366
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 211-295 do AQP9 humano (NP_066190.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43315
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo