


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aquaporina-1 (Aqp1) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P29972

Número do item: CM0012288



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado contra a Aquaporina-1 (AQP1) humana. Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA; detecta AQP1 endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de homeostase da água e transporte através da membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Aquaporina-1 (AQP1) mAb de Coelho
Observações/Alias	CO; CHIP28; AQP-CHIP; Aquaporina-1 (AQP1)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	358
GeneID	358
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P29972
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo