

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arcn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48444

Número do item: CM0024374

introdução

Anticorpo policlonal de coelho para a subunidade delta do coatômero (ARCN1), para aplicações em WB, IF/ICC, ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Parte do complexo coatômero envolvido no transporte do Golgi para o RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARCN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	COPD; SSMG; SRMMD; ARCN1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	372
GeneID	372
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 212-511 do ARCN1 humano (NP_001646.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48444
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de Gelo