


Anti-Arfgef1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Y6D6

Número do item: CM0019333



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-ARFGEF1 detecta o ARFGEF1 humano (BIG1), um fator de troca de nucleotídeos de guanina associado ao complexo de Golgi de 209 kDa. Adequado para aplicações de WB e ELISA em pesquisas de tráfego vesicular, ideal para estudar a estrutura de Golgi, a polaridade celular e o amadurecimento de integrinas em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARFGEF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BIG1; P200; DEDISB; ARFGEF1; ARFGEF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10565
GeneID	10565
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-420 do ARFGEF1 humano (NP_006412.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6D6
Peso Proteico	209kDa
Envio	