

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Argonaute-2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ukv8

Número do item: CM0004710



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Argonaute-2 validado por KD para Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Ideal para estudos de interferência de RNA e silenciamento gênico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Argonaute-2
Observações/Apelido	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27161
GeneID	27161
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 101-200 do Argonaute-2 humano (NP_036286.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKV8
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de gelo