

Anticorpo Policlonais Anti-Arhgap22 Para Wb, Elisa - Q7Z5H3

Número do item: CM0022001

introdução

Anticorpo policlonal anti-ARHGAP22 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta ARHGAP22 humano, apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em angiogênese e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGAP22 pAb de coelho
Observações/Alias	RhoGAP2; RhoGap22; ARHGAP22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	58504
GeneID	58504
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-650 do ARHGAP22 humano (NP_001242953.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z5H3
Peso Molecular da Proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo