

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arhgef9 Para If/Icc E Elisa - O43307

Número do item: CM0021741



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ARHGEF9 humano (Collybistin), validado para IF/ICC e ELISA. Reconhece a proteína ARHGEF9 endógena com um peso molecular previsto de 61 kDa. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGEF9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23229
GeneID	23229
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43307
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo