


Anticorpo Policlonal Anti-Arsa Para Wb E Elisa - P15289

Número do item: CM0023390



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARSA humano, validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de sulfatídeos lisossomais e leucodistrofia metacromática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARSA Rabbit pAb
Observações/Apelido	ASA; MLD; ARSA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	410
GeneID	410
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-509 da ARSA humana (NP_000478.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P15289
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de Gelo