

Anticorpo Policlonal Anti-Ascc2 Para Wb, Elisa - Q9H1I8

Número do item: CM0013786



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ASCC2 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa de reparo de DNA e controle de qualidade de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASCC2 Rabbit pAb
Observações/Alias	p100; ASC1p100; ASCC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84164
GeneID	84164
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 488-757 de ASCC2 humano (NP_115580.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H1I8
Peso Molecular da Proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo