


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ascc3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N3C0

Número do item: CM0027892



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ASCC3 humano (asc1p200/HELIC1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Detecta uma proteína de ~251 kDa envolvida no reparo de alquilação do DNA e controle de qualidade de ribossomos. Ideal para uso em pesquisa. UniProt Q8N3C0.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ASCC3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RNAH; HELIC1; ASC1p200; ASCC3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10973
GeneID	10973
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-111 da ASCC3 humana (NP_071374.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N3C0
Peso Proteico	251kDa
Envio	Bolsa de gelo