


Anticorpo Monoclonal Anti-Asct2/Slc1A5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15758

Número do item: CM0006849



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a ASCT2/SLC1A5 humano (Transportador de aminoácidos neutros B(0)), validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisas sobre metabolismo da glutamina, transporte de D-serina e entrada retroviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASCT2/SLC1A5 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; ASCT2/SLC1A5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6510
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 483-541 de ASCT2/SLC1A5 humano (NP_005619.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15758
Peso da Proteína	57kDa
Transporte	Saco de gelo