

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Asmt Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46597

Número do item: CM0027805



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-ASMT validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Tem como alvo a acetilserotonina O-metiltransferase, uma enzima chave na biossíntese de melatonina. Ideal para pesquisas sobre a glândula pineal e o ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASMT pAb de Coelho
Observações/Apelido	ASMTY; HIOMT; HIOMTY; ASMT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	438
ID do Gene	438
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-298 do ASMT humano (NP_001164510.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46597
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo