


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atox1 Para Wb, Elisa - 000244

Número do item: CM0029913



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATOX1 humana (proteína de transporte de cobre ATX1). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Adequado para pesquisa de homeostase do cobre e defesa antioxidante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATOX1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATX1; HAH1; ATOX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	475
GeneID	475
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-68 da ATOX1 humana (NP_004036.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	000244
Peso da Proteína	7kDa
Envio	Bolsa de gelo