


Anticorpo Monoclonal Anti-Atp1A4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13733

Número do item: CM0007234



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ATP1A4 humano (subunidade alfa-4 específica do esperma da Na/K-ATPase). Adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Para pesquisa sobre motilidade do esperma, capacitação e fertilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP1A4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ATP1A1; ATP1A2; ATP1A4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	480
GeneID	480
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 401-530 do ATP1A4 humano (NP_653300.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13733
Peso da Proteína	19KDa/114KDa
Envio	Saco de gelo