

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Atp4B (Subunidade B Da Atpase H+/K+ Gástrica) Para Wb E Elisa - P51164

Número do item: CM0013852

introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra ATP4B, a subunidade beta da ATPase H+/K+ gástrica (33 kDa). Validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de secreção de ácido gástrico e função das células parietais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP4B Rabbit pAb
Observações/Alias	ATP6B; ATP4B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	496
GeneID	496
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 62-291 da ATP4B humana (NP_000696.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51164
Peso Molecular da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo