


Anticorpo Policlonal Anti-Atp5A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P25705

Número do item: CM0029425



introdução

Validado em WB, IF/ICC, ELISA, este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo o ATP5A1 humano (subunidade alfa da ATP sintase F1), com reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas mitocondriais e estudos de metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP5A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	498
ID do Gene	498
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do ATP5A1 humano (NP_004037.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25705
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco com gelo