


Anticorpo Monoclonal Anti-Atp5G1 Para Wb, If-P, Elisa - P05496

Número do item: CM0006674



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade visando ATP5G1 humano, uma subunidade C1 da ATP sintase mitocondrial. Adequado para aplicações WB, IF-P e ELISA com reatividade cruzada em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP5G1 Rabbit mAb
Observações/Alias	ATP5A; ATP5G; ATP5G1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	516
GeneID	516
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de ATP5G1 humano (P05496).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05496
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo