

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atp6V1B1 Para Wb, If-P, Elisa - P15313

Número do item: CM0030681

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a ATP6V1B1 humano (subunidade B1 da V-ATPase). Validado para WB, IF-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de acidificação renal e surdez.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6V1B1 Rabbit pAb
Observações/Alias	VATB; VMA2; VPP3; DRTA2; RTA1B; ATP6B1; ATP6V1B1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	525
ID do Gene	525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 de ATP6V1B1 humano (NP_001683.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15313
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo