

Anticorpo Policlonal Anti-Atp6V1G3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Lb4

Número do item: CM0016997

introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho contra ATP6V1G3, direcionado à subunidade G 3 da V-ATPase. Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisa em acidificação renal e transporte iônico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6V1G3 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	Vma10; ATP6G3; ATP6V1G3
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	127124
GeneID	127124
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-118 do ATP6V1G3 humano (NP_573569.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q96LB4
Peso Proteico	14kDa
Envio	Em saco de gelo