

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-B4Galt4 Para Wb, Elisa - O60513

Número do item: CM0018191

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra B4GALT4 humano (beta-1,4-galactosiltransferase 4) para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em glicobiologia e biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	B4GALT4 Coelho pAb
Observações/Apelido	B4Gal-T4; beta4Gal-T4; B4GALT4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8702
GeneID	8702
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-344 do B4GALT4 humano (NP_003769.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60513
Peso Proteico	40kDa
Transporte	Saco de gelo