

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-BaalC Para Wb, Elisa - Q8Wxs3

Número do item: CM0013685

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra BAALC, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com BAALC humano, de camundongo e de rato. Apoia pesquisas em leucemia aguda e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-BAALC
Observações/Alias	BAALC
Espécie	Humana
GeneID (humano)	79870
GeneID	79870
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-145 do BAALC humano (NP_079088.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8WXS3
Peso da proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo