

Anticorpo Policlonal Anti-Bad Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92934

Número do item: CM0014862



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína Bad humana. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bad Rabbit pAb
Observações/Alias	BBC2; BCL2L8; Bad
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	572
ID do Gene	572
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da proteína Bad humana (NP_004313.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92934
Peso da Proteína	18 kDa
Transporte	Saco de gelo