

Anti-Baf57/Smarce1 Mab De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q969G3

Número do item: CM0012351



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o BAF57/SMARCE1 humano, validado para Western blot, imunofluorescência/ICC, imunoprecipitação e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma subunidade de remodelação da cromatina crucial na neurogênese e regulação gênica. Ideal para pesquisas de epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAF57/SMARCE1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CSS5; BAF57; BAF57/SMARCE1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6605
ID do Gene	6605
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-100 do BAF57/SMARCE1 humano (NP_003070.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969G3
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo