


Anticorpo Policlonal Anti-Baf60A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gm5

Número do item: CM0028323



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao BAF60a (SMARCD1), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre remodelagem da cromatina e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAF60a Rabbit pAb
Observações/Apelido	Baf60a; D15Kz1; BAF60a
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6602
GeneID	83797
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do BAF60a de camundongo (NP_114030.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96GM5
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo