

Anti-Bag1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99933

Número do item: CM0002548

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa o BAG1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Usado em pesquisas sobre apoptose e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bag1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HAP; BAG-1; RAP46; Bag1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	573
ID do Gene	573
Imunógeno	Peptídeo sintético, um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do Bag1 humano (Q99933).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99933
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo