

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Banf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75531

Número do item: CM0005777



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra BANF1 (Fator de Barreira à Autointegração), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta BANF1 humano, de rato e camundongo. Adequado para pesquisa em organização da cromatina, dano ao DNA e integração viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho BANF1
Observações/Apelido	BAF; NGPS; BCRP1; D14S1460; BANF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8815
GeneID	8815
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-89 do BANF1 humano (O75531)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75531
Peso Proteico	10kDa
Remessa	Saco de Gelo