

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bbs7 Para Wb/If/Icc/Elisa - Q8Iwz6

Número do item: CM0024634

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao BBS7 humano (BBS2L1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Detecta uma proteína de ~80 kDa. Adequado para pesquisa em ciliopatias, complexo BBSoma e via SHH.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BBS7 pAb de Coelho
Observações/Alias	BBS2L1; BBS7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55212
GeneID	55212
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do BBS7 humano (NP_060660.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8Iwz6
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Bolsa de gelo