

Anticorpo Policlonal Anti-Bcat2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15382

Número do item: CM0026724



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao BCAT2 humano (aminotransferase de aminoácidos de cadeia ramificada mitocondrial). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCAT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BCAM; BCT2; HVLI; PP18; BCATM; BCAT2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	587
GeneID	587
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-392 do BCAT2 humano (NP_001181.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15382
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo