

Anticorpo Policlonal Anti-Bcl3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20749

Número do item: CM0014684



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BCL3 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com BCL3 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos da regulação de NF-kappa-B e da sinalização oncogênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCL3 Rabbit pAb
Observações/Álias	BCL4; D19S37; BCL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	602
GeneID	602
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-400 do BCL3 humano (NP_005169.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20749
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo