

Anticorpo Policlonal Anti-Beclina 1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q14457

Número do item: CM0029284



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Beclina 1 humana (ATG6/VPS30), gerado com imunógeno recombinante. Validado para WB, IP, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em autofagia e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Beclina 1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATG6; VPS30; beclin1; Beclina 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8678
ID do Gene	8678
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da Beclina 1 humana (NP_003757.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14457
Peso Proteico	52 kDa
Envio	Em saco de gelo