

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bet1 Para Wb E Elisa - O15155

Número do item: CM0015472



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BET1 humano (HBET1), validado para WB e ELISA. BET1 é uma proteína SNARE necessária para o transporte vesicular do RE ao Golgi, localizada no RE e nas membranas do cis-Golgi. Ideal para estudos de tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BET1 Rabbit pAb
Observações/Alias	HBET1; BET1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10282
GeneID	10282
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-94 da BET1 humana (NP_005859.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15155
Peso da Proteína	13kDa
Transporte	Bolsa de gelo