

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Beta-Defensina 26 (Defb26) Para If/Icc, Elisa - Q32Zg6

Número do item: CM0013142



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Defb26 validado para IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com a proteína humana. Produzido em coelho contra a proteína recombinante Defb26 de rato. Para pesquisas sobre defensinas antimicrobianas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Defb26 pAb de coelho
Observações/Alias	DEFB126; C20orf8; DEFB-26; DEFB26; HBD26; bA530N10.1; hBD-26; Defb26
Espécie	Rato
ID do gene (humano)	81623
ID do gene	641629
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-128 de Defb26 de rato (NP_001032595.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q32ZG6
Peso da proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo