

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Beta-Glucuronidase (Gusb) Para Wb E Elisa - P08236

Número do item: CM0002563



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo a beta-glucuronidase humana (GUSB), uma enzima lisossomal que degrada sulfatos de dermatan e queratan. Ideal para aplicações de WB e ELISA utilizando amostras humanas. O imunógeno corresponde aos aminoácidos 1-100.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-beta glucuronidase (GUSB)
Observações/Apelido	BG; MPS7; beta glucuronidase (GUSB)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2990
GeneID	2990
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da beta-glucuronidase humana (GUSB) (NP_000172.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08236
Peso Molecular da Proteína	75 kDa
Envio	Em saco de gelo