


Anti-Bid Rabbit Mab (Kd Validado) Para Wb, Elisa - P55957

Número do item: CM0007631



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra Bid humano (UniProt P55957, 22 kDa). Adequado para Western blotting e ELISA; ideal para estudos de apoptose e via mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] Bid Rabbit mAb
Observações/Apelido	FP497; [KD Validado] Bid
Espécie	Humano
ID do Gene	637
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-195 do Bid humano (NP_001187.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P55957
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo