


Anticorpo Policlonal Anti-Bif-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y371

Número do item: CM0016020



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Bif-1 humano (Endophilina-B1, CGI-61), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Bif-1 regula a dinâmica mitocondrial, apoptose e autofagia. Para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Nome do Produto	Bif-1 pAb de coelho
Observações/Alias	Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dj612B15.2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51100
GeneID	51100
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-365 da Bif-1 humana (NP_057093.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y371
Peso Proteico	41kDa
Transporte	Bolsa de gelo