

Anticorpo Monoclonal Anti-Bmal1 Para Wb, Elisa - 000327

Número do item: CM0005507



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o BMAL1 humano (gene ARNTL), validado para WB e ELISA. Detecta BMAL1 endógeno em espécies humanas, de camundongo e de rato. Regente chave para estudos de ritmo circadiano, metabolismo e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMAL1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	406
GeneID	406
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 do BMAL1 humano (000327))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000327
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo