

Anticorpo Policlonal Anti-Bmal1 Para Wb, Elisa - 000327

Número do item: CM0022082



introdução

Anticorpo policlonal anti-BMAL1 (Coelho) de alta qualidade validado para WB e ELISA, reagindo com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de ritmo circadiano e aplicações de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMAL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	406
GeneID	406
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 380-510 do BMAL1 humano (NP_001284648.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00327
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco de gelo