

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Brrf2 Para Wb, Elisa - P03210

Número do item: CM0024054

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína do tegumento do vírus Epstein-Barr BRRF2, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada humana. Ideal para estudar a evasão imune viral e a inibição da separação de fases cGAS-DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRRF2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Proteína do tegumento BRRF2; BRRF2
Espécie	Vírus Epstein-Barr (cepa B95-8) (HHV-4)
GeneID	3783729
Imunógeno	Proteína recombinante do vírus Epstein-Barr (cepa B95-8) (HHV-4) BRRF2
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P03210
Peso Proteico	56kDa
Envio	Bolsa de gelo