


Anticorpo Policlonal Anti-Brwd1 Para Wb, Elisa - Q9Nsi6

Número do item: CM0013203



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o BRWD1 (WDR9, DCAF19), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com proteínas humanas e de camundongo. Ideal para investigar a remodelagem da cromatina, ativação transcricional e biologia ciliar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRWD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	N143; WDR9; WRD9; DCAF19; C21orf107; BRWD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54014
GeneID	54014
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do BRWD1 humano (NP_001007247.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NSI6
Peso Proteico	263kDa
Envio	Saco de gelo